

Les composants du système de stockage et d'expédition Cryo-EM Basic Grid sont :

Rondelles Cryo-EM de 2e génération - Quantité 10 - SKU M-CEMG2-10

La rondelle cryo-EM MiTeGen de 2e génération vous permet d'organiser, de suivre et d'expédier vos échantillons sur des grilles pour l'analyse de particules uniques et d'autres applications de microscopie électronique cryogénique (cryoEM).



Canne de stockage CryoEM G2 - HC34\VHC35 - Quantité 1 - SKU M-CEMSTC-2

Canne de stockage à étagères pour les rondelles cryo-EM MiTeGen de 2e génération. Peut contenir jusqu'à 10 rondelles. Compatible avec les dewars de stockage IC Biomedical (Worthington) HC34 et VHC35.



Canne d'expédition CryoEM G2 - CX100 - Quantité 1 - SKU M-CEMTPC-1

Canne de transport à étagères pour l'expédition de rondelles cryo-EM MiTeGen de 2^e génération dans un expéditeur à sec IC Biomedical (Worthington) CX100. La canne contient 8 rondelles.



Pince à préhension de rondelle Cryo-EM - Quantité 1 - SKU M-CEMG2-PGT1

Pince à saisir les rondelles Cryo-EM. Vous permet de manipuler facilement les rondelles cryo-EM, particulièrement utile lorsque vous travaillez avec de l'azote liquide



Code-barres et sérialisation de rondelle gratuits - Quantité 10 - SKU M-CEMG2- Barcoding

Options de code-barres pour les rondelles cryo-EM. L'ajout d'un code-barres à vos rondelles MiTeGen CryoEM permet un suivi facile. Les codes-barres peuvent être personnalisés selon vos besoins. Chaque rondelle reçoit son propre code-barres.



Option de couleur de rondelle CryoEM - SKU M-CEMG2-CustomColor

Obtenez votre jeu de rondelles CryoEM dans une série de couleurs uniques. Aide à identifier la rondelle avec laquelle vous travaillez. Disponible en 10 couleurs différentes, ou une couleur unique. Les couleurs disponibles sont : rouge, noir, violet, gris, bleu, or, vert, violet, marron, orange ou arc-en-ciel. **Vous avez votre choix de couleurs de rondelles.**

MiTeGen

Cryo EM Color Guide



www.mitegen.com